

# Conservadora

## OTRAS SOLUCIONES INNOVADORAS

La **Conservadora Digiroteo** se utiliza para el traslado y refrigerio de vacunas, así como para mantener la limpieza de las agujas durante las vacunaciones y tratamientos.

Se coloca cada jeringa inteligente en el porta jeringa para asegurar que no se rompa la cadena de frío mientras se está realizando la aplicación. La conservadora posee un receptáculo donde se limpia la aguja de manera automática.

### Beneficios

- ✔ Mantiene la cadena de frío de las jeringas llenas
- ✔ Asegura la limpieza de las agujas, minimizando riesgos de contagios
- ✔ Posee alta capacidad
- ✔ Es resistente a golpes
- ✔ Presenta dos modelos: 2 o 4 bocas para jeringas
- ✔ Digiroteo o genéricas

### Presentación

14 litros de capacidad  
 Aislante térmico EPS en toda la superficie  
 Moldeado en inyección  
 Resistente a golpes  
 2 Porta jeringas Digiroteo  
 Monitor digital de temperatura interna  
 4 Geles térmicos Digiroteo  
 Tubos desinfectantes desmontables  
 Medidas: 35 x 24 x 30 cm



<b>Modelo</b>	Kairos
<b>Categoría</b>	Conservadora
<b>Capacidad</b>	35LTS
<b>Dimensiones</b>	45cm ancho 30cm profundidad 45cm alto
<b>Protección</b>	Anti UV - RoHS
<b>Peso</b>	1.3Kgr (vacía)
<b>Accesorios</b>	2 porta jeringa (SKU 447035) 4 porta jeringa (SKU 447036) Datalogger bluetooth (SKU 447037) Monitoreo remoto (SKU 440101)
<b>Material</b>	EPS recubierto en Polipropileno anti UV Resistente al agua y solventes
<b>Almacenamiento</b>	Temperatura -30C / 80C
<b>Rango de uso</b>	Humedad 10% - 90%